

## SOP PENYEDIAAN KAWALAN ORGANIK (KULAT)

FB : Azuan Abdullah

Page : Sahabat Kebun Anda

Website : agromall.asia

JENIS	BAHAN	KADAR	CARA CARA PENYEDIAAN LARUTAN STOK KAWALAN SERANGGA	CARA CARA PENGGUNAAN KAWALAN SERANGGA
Kawalan Organik Untuk Kulat	Blender		1. Blender semua bahan tersebut hingga hancur dan sebatи.	1. Ambil larutan stok kawalan serangga dan masukkan ke dalam alat penyembur.
	Bekas / botol			2. Kadar pencairan adalah 2 ml untuk 1 liter air.
	Air bersih	1 liter	2. Peram selama 1 minggu ditempat teduh dan redup. Pastikan ianya bebas daripada terkena cahaya matahari secara terus	3. Kawalan organik kulat ini boleh juga dicampurkan bersama dengan kawalan organik serangga dan cuka kayu.
	Tembakau (kering)	30 gram		4. Kadar pencairan kawalan organik serangga dan cuka kayu adalah sama, 2 ml untuk 1 liter air.
	Halia tua	20 gram	3. Tapis dan masukkan dalam bekas @ botol yang tidak telus cahaya.	5. Goncang @ kacau hingga sebatи campuran tersebut. Biarkan 2- 3 minit.
	Minyak tanah @ gasolin	20 ml		6. Sembur pada bawah daun dan pucuk hingga basah lencun. Eloksnya sembur pada waktu pagi.
	Sabun pencuci pinggan	10 ml	4. Simpan ditempat teduh dan redup. Ianya boleh disimpan antara 3 - 6 bulan	** Kawalan organik ini sesuai untuk kawalan kulat, hama, semut dan koya.